


**Alecto BC-19**

**GEBRUIKSAANWIJZING**



- 1: temperatuur sensor
- 2: display
- 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets



temperatuur weergave display



temperatuur weergave geheugen



lege batterij indicatie

**INTRODUCTIE**

De Alecto BC-19 is een digitale thermometer die is ontwikkeld om eenvoudig en nauwkeurig de temperatuur te kunnen meten.

Voor het verkrijgen van betrouwbare metingen, dienen de instructies in deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig te worden opgevolgd.

Hoewel de algemeen geaccepteerde 'normale' temperatuur 37,0°C is, kan de temperatuur variëren tussen 36,1°C en 37,2°C. Schommelingen in temperatuur kunnen te wijten zijn aan activiteiten zoals sport, roken, eten en drinken of aan de plaats waar de temperatuur gemeten wordt. Een rectaal gemeten

temperatuur is over het algemeen 0,5°C hoger dan een oraal gemeten temperatuur en een temperatuur onder de oksel gemeten is 0,5°C lager. Uw temperatuur is in de ochtend lager dan in de middag.

**SPECIFICATIES**


Temperatuur bereik: 32,0°C – 42,9°C  
Lage temp. weergave: (<32°C): Lo°C  
Hoge temp. weergave: (≥42,9°C): HI°C  
Display resolutie: 0,1°C  
Nauwkeurigheid: 35,5°C - 42,9°C: ± 0,1°C  
<35,5°C >42,9°C: ± 0,2°C  
Normale temperatuur < 37,8°C: 10 beeps  
Koortsalaris ≥ 37,8°C: 10x3 beeps  
Automatisch uitschakelen: 10min. ± 2min  
Batterij: LR41, 192 of SR41  
Stroomverbruik: 0,15 mW  
Levensduur batterij: 2 jaar  
Afmetingen: 136 x 22 x 14,5 mm  
Gewicht: ±14 gr (batt incl.)  
Gebruiksconditie:  
Temperatuur: 10°C-35°C  
Vochtigheid: 25% - 80% RH  
Opslagconditie:  
Temperatuur: -25°C - 55°C  
Vochtigheid: 25% - 80% RH

**METEN VAN DE TEMPERatuur**

1. Druk op de AAN/UIT toets om de thermometer te activeren. U hoort een piepton.
2. Op het display verschijnt nu achtereenvolgens:  
"188,8°C"  
de laatst gemeten temperatuur "37,0" (voor interne calibratie)  
'Lo' en knipperend "°C" (\*)  
De BC-19 is nu gereed voor gebruik.
3. Plaats de thermometer.

4. zodra u beep-tonen hoort, is de meting gereed.  
• bij een normale temperatuur klinken 10 pieptonen  
• bij een hoge temperatuur (≥ 37,8°C) klinken 10x3 pieptonen
5. Druk op de AAN/UIT toets om de thermometer uit te schakelen. (De thermometer schakelt automatisch uit na ongeveer 10 minuten).  
\* Wanneer de temperatuur in de kamer hoger is dan 32,0°C dan verschijnt de kamertemperatuur in display in plaats van 'Lo'.

**Metten onder de tong:**  
Plaats de thermometer onder de tong, zo ver mogelijk rechts of links achterin.



**Metten onder de arm:**  
Maak de oksel droog en plaats de thermometer onder de arm. De sensor dient de huid te raken. Houd uw arm gekruist voor uw borst. Een temperatuur onder de oksel gemeten is ± 0,5°C lager dan een onder de tong gemeten temperatuur.

**Rectale meting:**  
Breng de sensor van de thermometer voorzichtig in (maximaal 1,25 cm). Een rectaal gemeten temperatuur is ± 0,5°C hoger dan een onder de tong gemeten temperatuur.

**BATTERIJ ZWAK**

De batterij is zwak als het symbool in het display oplicht. De batterij is NIET vervangbaar. Bij een lege batterij moet de gehele thermometer vervangen worden.

**HET TOESTEL VERWIJDEREN**

Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

<http://DOC.hesdo.com/BC-19-D0C.pdf>

**ADVIES EN WAARSCHUWINGEN**

- de thermometer en de batterij buiten bereik van kinderen houden
- niet praten of lopen tijdens de meting
- bewaar de thermometer in het opbergdoosje
- stel de thermometer niet bloot aan direct zonlicht, stof of vocht
- de thermometer niet demonteren

**BEWAREN EN REINIGEN**

De thermometer dient voor en na gebruik schoongemaakt te worden met een zachte doek en alcohol, of met een koud sopje. De thermometer mag kort ondergedompeld worden in water of alcohol (niet doorweken of steriliseren). Bewaar de thermometer in het opbergdoosje.

**CE**

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op:  
<http://DOC.hesdo.com/BC-19-D0C.pdf>

**GARANTIEBEWIJS**

Op de BC-19 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

**HOE TE HANDELEN:**  
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geef deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan uw leverancier of de serviceafdeling van Alecto op [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

**DE GARANTIE VERVALT:**  
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantie-bewijs en de aankoopbon.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

**Alecto**  
Service ↓ Help  
  
[WWW.ALECTO.NL](http://WWW.ALECTO.NL)  
[SERVICE@ALECTO.NL](mailto:SERVICE@ALECTO.NL)  
Commaxx B.V.  
Wiebachstraat 37  
6466 NG, Kerkrade  
The Netherlands

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd,  
Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,  
Wuchang Town, Yuhang District,  
Hangzhou, Zhejiang 310023  
Model: DT-K101A


Shanghai International Holding Corp. GmbH,  
Eiffestrasse 80, 20537  
Hamburg Germany

Imported by: Commaxx B.V.  
Wiebachstraat 37, 6466 NG  
Kerkrade, The Netherlands



**Alecto BC-19**

**MODE D'EMPLOI**



- 1: sonde de température
- 2: écran
- 3: touche marche/arrêt/mémoire



affichage température écran



affichage température mémoire



indication pile vide

**INTRODUCTION**

Le Alecto BC-19 est un thermomètre digital conçu pour mesurer la température de manière simple et efficace.

Pour obtenir des mesures fiables, il est nécessaire de suivre les instructions dans ce manuel d'utilisation. Bien que la température acceptée 'normale' est 37,0°C, elle peut varier entre 36,1°C et 37,2°C. Des fluctuations dans la température peuvent être causées par des activités comme sport, fumer, manger, boire ou par l'endroit où la température est mesurée. Une température mesurée rectale est au générale 0,5°C plus

haute qu'une température mesurée orale et une température mesurée sous l'aisselle est 0,5°C plus basse. Votre température sera plus basse le matin que pendant l'après-midi.

**SPECIFICATIONS**


Portée température : 32,0°C – 42,9°C  
Affichage température basse : < 32°C  
écran: Lo°C  
Affichage température haute : ≥ 42,9°C  
écran: HI°C  
Résolution écran : 0,1°C  
Précision : 35,5°C - 42,9°C : ± 0,1°C  
< 35,5°C > 42,9°C : ± 0,2°C  
Température normale < 37,8°C : 10 bips  
Alarme de fièvre ≥ 37,8°C : 10x3 bips  
Désactivation automatique : 10 minutes ± 2 minutes  
Pile : LR41, 192 ou SR41  
Consommation de courant: 0,15 mW  
Longévité pile : 2 ans  
Dimension : 136 x 22 x 14,5mm  
Poids ±14 gr (pile incl.)  
Condition d'utilisation :  
Température: 10°C - 35°C  
Humidité : 25% - 80% RH  
Condition de stockage :  
Température : -25°C - 55°C  
Humidité : 25% - 80% RH

**MESURER LA TEMPERATURE**

1. appuyez sur la touche MARCHE/ARRET pour activer le thermomètre. Vous entendez un bip
2. l'écran affiche:  
"188,8°C"  
la dernière température mesurée "37,0" (pour calibrer interne)  
'Lo' et "°C" ("°C" clignote)(\*)
3. mettez le thermomètre

4. Lorsque vous entendez bips, la mesure est prêt.  
• pour une température normale, vous entendrez 10 bips  
• pour une température haute (> 37,8°C) vous entendrez 10x3 bips
5. appuyez sur la touche MARCHE/ARRET pour désactiver le thermomètre (le thermomètre se désactivera automatique dans les 10 minutes).  
\*: Quand la température dans la chambre est plus haute que 32°C, alors la température de la chambre sera affichée au lieu de 'Lo'.

**Mesurer sous la sole :**  
Mettez le thermomètre sous la sole, le plus loin vers le droite ou la gauche que possible.



**Mesurer sous le bras :**  
Séchez l'aisselle et mettez le thermomètre sous le bras. La sonde doit toucher la peau. Tenez votre bras de manière croisée devant le thorax. La température mesurée sous l'aisselle est +/- 0,5°C plus basse qu'une température mesurée sous la sole.

**Measure rectale :**  
Insérez la sonde du thermomètre de manière prudente (1,25 cm au maximum). La température mesurée sous rectale est +/- 0,5°C plus haute qu'une température mesurée sous la sole.

**BATTERIE FAIBLE**

La batterie est faible lorsque le symbole apparaît à l'écran. La batterie ne peut pas être remplacée. Veuillez remplacer le thermomètre complet.

**MISE AU REBUT DE L'APPAREIL**

Au terme du cycle de vie de ce produit, vous ne devez pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires mais le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



**ATTENTION**

Assurez-vous que ces piles boutons ne soient JAMAIS avalées par des bébés ou de petits enfants. Eloignez les piles (pile bouton) des bébés et des enfants tout le temps et jetez toujours les piles usées dans un point de collecte dédié. Si vous avez un doute sur le fait que votre bébé ou enfant a avalé une pile bouton, consultez immédiatement votre médecin.

**AVIS ET AVERTISSEMENTS**

- gardez le thermomètre et la pile hors de portée des enfants
- pas bouger ou parler pendant la mesure
- garder le thermomètre dans sa boîte
- n'exposez pas le thermomètre au soleil, à l'humidité ou à la poussière
- ne démontez jamais le thermomètre

**GARDER ET NETTOYER**

Le thermomètre doit être nettoyé avant et après chaque usage avec un chiffon doux et de l'alcool, ou avec une lessive froide. Le thermomètre peut être tenu dans l'eau ou dans l'alcool brièvement ( pas stériliser ou tremper). Gardez le thermomètre dans sa boîte.

**CE**

La déclaration de conformité est disponible sur:  
<http://DOC.hesdo.com/BC-19-D0C.pdf>

**BON DE GARANTIE**

Sur le BC-19 vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat. Pendant cette période, nous vous assurons une réparation gratuite des défaillances causées par des fautes de matériaux ou de construction. Cela au jugement de l'importateur.

**COMMENT AGIR:**  
Si vous constatez un défaut, il faut consulter d'abord le mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas d'explication, il faut consulter votre fournisseur en lui expliquant clairement le défaut. Celui-ci prendra l'appareil, la carte de garantie et le bon d'achat daté et prendra soin d'un réparation rapide, respectivement d'un envoi à l'importateur.

**LA GARANTIE ECHOIT:**  
En cas d'une utilisation incompétente, d'un raccordement fautif, d'une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l'appareil sans emballage approprié ou dans le cas où l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et le bon d'achat.

Tout autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est exclue.


**Alecto**  
Service ↓ Help  
  
[WWW.ALECTO.NL](http://WWW.ALECTO.NL)  
[SERVICE@ALECTO.NL](mailto:SERVICE@ALECTO.NL)  
Commaxx B.V.  
Wiebachstraat 37  
6466 NG, Kerkrade  
The Netherlands

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd,  
Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,  
Wuchang Town, Yuhang District,  
Hangzhou, Zhejiang 310023  
Model: DT-K101A

Shanghai International Holding Corp. GmbH,  
Eiffestrasse 80, 20537  
Hamburg Germany

Imported by: Commaxx B.V.  
Wiebachstraat 37, 6466 NG  
Kerkrade, The Netherlands





- 1: Temperatursensor
- 2: Display
- 3: On (Ein)/Start-/Stop-/Speicher-/Off (Aus)-Taste



Temperaturanzeige



Anzeige der gespeicherten Temperatur




Anzeige Batterie leer

**EINFÜHRUNG**

Das Alecto BC-19 ist ein elektronisches Thermometer, das zur einfachen und genauen Temperaturmessung erarbeitet wurde.

Um wahrheitsgetreue Ergebnisse zu erhalten, sollten die Anweisungen der vorliegenden Bedienungsanleitung genau befolgt werden.

Obwohl die allgemein akzeptierte 'normale' Temperatur eines menschlichen Körpers 37,0 °C beträgt, kann diese jedoch zwischen 36,1 °C und 37,2 °C schwanken, und ist normal. Temperaturunterschiede können durch verschiedene Aktivitäten wie Sport, Rauchen,



- 1: temperature sensor
- 2: display
- 3: on/start/stop/memory/off button



temperature display



temperature display memory



battery empty

**INTRODUCTION**

This Alecto BC-19 thermometer is a digital thermometer developed to take your temperature as simply and accurately as possible. In order to get the most reliable results, these instructions must be followed accurately. For the most accurate temperature reading, we recommend using the thermometer rectally. Although the generally accepted 'normal' temperature is 37.0°C, body temperature can vary from 36.1°C to 37.2°C. Fluctuations in temperature can be due to activities such as sports, smoking, eating and drinking, and also depend

Trinken und Essen verursacht werden, sowie vom Ort der Temperaturmessung abhängig sein. Die rektal gemessene Temperatur ist allgemein 0,5 °C höher als die oral gemessene Temperatur. Die unter der Achsel gemessene Temperatur hingegen ist 0,5 °C niedriger. Auch ist die gemessene Temperatur am Morgen meistens niedriger als nachmittags.

**TECHNISCHE DATEN**


Temperaturbereich: 32,0 °C – 42,9 °C  
 Anzeige niedriger Temperaturen: Temperatur < 32 °C, Anzeige: Lo °C  
 Anzeige hoher Temperaturen: Temperatur ≥ 42,9 °C, Anzeige: HI °C  
 Display-Auflösung: 0,1 °C  
 Genauigkeit: 35,5 °C – 42,9 °C: ± 0,1 °C  
 < 35,5 °C > 42 °C: ± 0,2 °C  
 Normale Temperatur < 37,8°C: 10 Pieptöne  
 Fieberalarm ≥ 37,8°C: 10x3 Pieptöne  
 Automatisches Abschalten: 10 Minuten ± 2 Minuten  
 Batterie: LR41, 192 oder SR41  
 Stromverbrauch: 0,15 mW  
 Lebensdauer der Batterie: 2 Jahre  
 Maße: 136 x 22 x 14,5mm  
 Gewicht: ±14 Gr (Batt incl.)  
 Gebrauchsbedingungen:  
 Temperatur: 10 °C – 35 °C  
 Feuchtigkeit: 25 % - 80 % RH  
 Lagerbedingungen:  
 Temperatur: -25°C – 55°C  
 Feuchtigkeit: 25 % - 80 % RH

**TEMPERATURMESSUNG**

1. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Thermometer einzuschalten. Sie hören einen Piepton.

2. Auf dem Display erscheint jetzt: '188,8°C' die zuletzt gemessene Temperatur '37,0' (für die interne Kalibration) 'Lo' und '°C' ('°C' blinkt) (\*)
  3. Platzieren Sie das Thermometer.
  4. Wenn Sie Pieptöne hören ist die Messung fertig.
    - bei normaler Temperatur hören Sie 10 Pieptöne
    - bei hoher Temperatur (≥ 37,8°C) hören Sie 10x3 Pieptöne
  5. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Thermometer auszuschalten. (Das Thermometer schaltet sich nach etwa 10 Minuten automatisch aus).
- \*: Wenn die Temperatur im Raum höher als 32,0 °C ist, wird auf dem Display statt 'Lo' die Zimmertemperatur angezeigt.

**Messung unter der Zunge:**  
 Platzieren Sie das Thermometer so weit hinten wie möglich auf der rechten oder linken Seite unter der Zunge.



**Messung unter dem Arm:**  
 Trocknen Sie die Achsel und platzieren Sie das Thermometer unter dem Arm. Der Sensor sollte die Haut berühren. Kreuzen Sie die Arme auf der Brust. Die unter der Achsel gemessene Temperatur ist etwa ± 0,5 °C niedriger als die unter der Zunge gemessene Temperatur.

**Rektale Messung:**  
 Führen Sie vorsichtig den Sensor des Thermometers ein (maximal 1,25 cm). Die rektal gemessene Temperatur ist ca. ± 0,5 °C höher als die unter der Zunge gemessene Temperatur.

**BATTERIE SCHWACH**

Die Batterie ist schwach, wenn das Symbol im Display erscheint. Die Batterie kann nicht ersetzt werden. Bitte ersetzen Sie das komplette Thermometer.

**ENTSORGUNG DES GERÄTS**

Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollten Sie dieses Produkt nicht in den normalen Hausmüll werfen, sondern bei einer Sammelstelle für die Aufbereitung von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben.

on the part of the body where the temperature is taken. When measured orally, the body temperature is generally 0.5°C lower than when measured rectally, while a temperature measured under the armpit is 1.0°C lower. Your temperature is lower in the morning than in the evening.

**SPECIFICATIONS**


Temperature range: 32.0°C - 42.9°C  
 Low temperature display: temperature ≤ 32°C, display: Lo°C  
 High temperature display: temperature ≥ 42.9°C, display: HI°C  
 Display resolution: 0.1°C  
 Accuracy: 35.5°C - 42.9°C: ± 0.1°C  
 ≤ 35.5°C ≥ 42°C: ± 0.2°C  
 Normal temperature ≤ 37.8°C: 10 beeps  
 Fever alarm ≥ 37.8°C: 10x3 beeps  
 Auto-OFF: 10 minutes ± 2 minutes  
 Battery: LR41, 192 or SR41  
 Power consumption: 0,15 mW  
 Battery life: 2 years  
 Dimensions: 136 x 22 x 14,5mm  
 Weight: ±14 gr (batt incl.)  
 Conditions for use:  
 Temperature: 10°C - 35°C  
 Humidity: 25% - 80% RH  
 Storage conditions:  
 Temperature: -25°C - 55°C  
 Humidity: 25% - 80% RH

**MEASURING YOUR TEMPERATURE**

1. Press the ON/OFF key once to activate the thermometer. You will hear a beep.
2. The display shows in succession: '188,8°C' the last measured temperature '37,0' (for internal calibration) 'LO' and flashing '°C' (\*)

3. Place the thermometer in the chosen body part to measure your temperature.
  4. When you hear beeps, your temperature has been recorded.
    - if your body temperature is normal, you will hear 10 beeps
    - if your body temperature is above normal (≥37.8°C), you will hear 10x3 beeps.
  5. Press the ON/OFF key to switch off the thermometer. (The thermometer will switch off automatically after approx. 10 minutes).
- \*: If the room temperature is higher than 32.0°C, the room temperature will be shown instead of 'Lo'.

**Measurement under the tongue:**  
 Place the mometer under the tongue, as far back as possible to the left or right.  
 A temperature taken under the tongue is approx. 0.5°C lower than when taken rectally.



**Measurement under the arm**  
 Make sure the armpit is dry and place the thermometer under the arm. The sensor must touch the skin. Keep your arm crossed in front of your chest. A temperature taken under the tongue is approx. 1.0°C lower than when taken rectally.

**Rectal measurement**  
 Insert the thermometer sensor gently (maximum 1.25 cm).

**BATTERY LOW**

The battery is low when the symbol appears in the display. The battery cannot be replaced. Please replace the complete thermometer.

**DISPOSAL OF THE DEVICE**

At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipments.

**TIPPS UND WARNHINWEISE**

- Bewahren Sie Thermometer und Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Sprechen Sie während der Messung nicht und gehen Sie nicht herum
- Bewahren Sie das Thermometer im Etui auf
- Setzen Sie das Thermometer nicht direkter Einwirkung von Sonnenstrahlen, Staub oder Feuchtigkeit aus
- Versuchen Sie nie Ihr Thermometer selbst zu reparieren.

**AUFBEWAHRUNG UND REINIGUNG**

Nach dem Gebrauch sollte das Thermometer mit einem weichen Tuch und Alkohol bzw. kalten Seifenlaugen gereinigt werden. Das Thermometer kann kurz in lauwarmes Wasser oder Alkohol getaucht werden (nicht einweichen und nicht sterilisieren). Bewahren Sie das Thermometer im Etui auf.

**CE**  
 Die Übereinstimmungserklärung ist verfügbar auf:  
<http://DOC.hesdo.com/BC-19-DOC.pdf>

**ADVICE AND WARNINGS**

- Keep the thermometer and battery out of the reach of children.
- Do not talk or walk around while taking your temperature.
- Store the thermometer in the special case.
- Do not expose the thermometer to direct sunlight, dust or moisture.
- Do not dismantle the thermometer.

**STORAGE AND CLEANING**

Clean the thermometer before and after use, using a soft cloth and alcohol, or cold soapy water. The thermometer may be briefly immersed in water or alcohol (do not soak or sterilise). Store the thermometer in the special case.

**CE**

The declaration of conformity is available at:  
<http://DOC.hesdo.com/BC-19-DOC.pdf>

**GARANTIESCHEIN**

Auf das Thermometer BC-19 wird eine 24-MONATIGE Garantie ab dem Kaufdatum erteilt. In diesem Zeitraum garantieren wir die kostenlose Reparatur von Störungen, die aus Material- und Konstruktionsmängeln folgen. Diese Fälle unterliegen der endgültigen Bewertung des Importeurs.

**VORGEHENSWEISE:**  
 Wenn Sie eine Störung bemerken, suchen Sie zuerst Rat in dieser Anleitung. Wenn diese keine ausreichenden Antworten liefert, nehmen Sie Kontakt auf mit [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

**ERLÖSCHEN DER GARANTIE:**  
 Bei inkompetenter Verwendung, falschem Anschluss, auslaufenden und/oder falsch eingelegten Batterien, der Verwendung von Nicht-Original-Teilen oder Zubehör, Vernachlässigung oder im Fall von Schäden, die infolge von Feuchtigkeit, Feuer, Hochwasser, Blitzschlag und Naturkatastrophen entstanden sind erlischt die Garantie. Außerdem, im Fall von nicht autorisierten Änderungen und/oder Reparaturen durch Dritte, sowie des falschen Transports des Geräts ohne entsprechende Verpackung und im Fall, wenn das Gerät die vorliegende Garantiekarte und den Kaufbeleg nicht besitzt.

Der Produzent trägt keine Verantwortung für eventuelle direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung des Geräts folgen.

**Alecto**  
 Service ↓ Help  
  
[WWW.ALECTO.NL](http://WWW.ALECTO.NL)  
[SERVICE@ALECTO.NL](mailto:SERVICE@ALECTO.NL)  
 Commaxx B.V.  
 Wiebachstraat 37  
 6466 NG, Kerkrade  
 The Netherlands

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd,  
 Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,  
 Wuchang Town, Yuhang District,  
 Hangzhou, Zhejiang 310023  
 Model: DT-K101A

Shanghai International Holding Corp. GmbH,  
 Eiffestrasse 80, 20537  
 Hamburg Germany

Imported by: Commaxx B.V.  
 Wiebachstraat 37, 6466 NG  
 Kerkrade, The Netherlands




**Alecto**  
 Service ↓ Help  
  
[WWW.ALECTO.NL](http://WWW.ALECTO.NL)  
[SERVICE@ALECTO.NL](mailto:SERVICE@ALECTO.NL)  
 Commaxx B.V.  
 Wiebachstraat 37  
 6466 NG, Kerkrade  
 The Netherlands

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd,  
 Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,  
 Wuchang Town, Yuhang District,  
 Hangzhou, Zhejiang 310023  
 Model: DT-K101A

Shanghai International Holding Corp. GmbH,  
 Eiffestrasse 80, 20537  
 Hamburg Germany

Imported by: Commaxx B.V.  
 Wiebachstraat 37, 6466 NG  
 Kerkrade, The Netherlands





- 1: temperatursensor
- 2: display
- 3: på/start/stopp/minne/av-knapp



temperaturvisning



temperaturvisningsminne



tomt batteri

**INTRODUKSJON**

Alecto BC-19 er et digitalt termometer som er utviklet for å ta temperaturen din så enkelt som mulig. Disse instruksjonene må følges nøyaktig for at resultatene skal bli så pålitelige som mulig. Vi anbefaler at termometeret brukes rektalt, da dette gir de mest presise temperaturmålingene. 37,0 °C regnes for å være kroppens «normale» gjennomsnittstemperatur, men kroppstemperaturer kan variere fra 36,1 °C til 37,2 °C. Temperaturforskjellene kan skyldes aktiviteter som idrett, røyking, spising og drikking, og de avhenger også av hvor på kroppen temperaturen måles. Når temperaturen måles oralt, ligger

den vanligvis 0,5 °C lavere enn når den måles rektalt, mens temperaturen i armhulen er omtrent 1,0 °C lavere. Temperaturen din er lavere om morgenen enn om kvelden.

**SPESIFIKASJONER**

Temperaturområde: 32,0–42,9 °C  
 Visning av lav temperatur: temperatur ≤ 32 °C, visning: Lo°C  
 Visning av høy temperatur: temperatur ≥ 42,9 °C, visning: Hi°C  
 Opplysning: 0,1 °C  
 Nøyaktighet: 35,5–42,9 °C: ± 0,1 °C  
 ≤ 35,5 °C ≥ 42 °C: ± 0,2 °C  
 Normal temperatur ≤ 37,8 °C: 10 pip  
 Feberalarm ≥ 37,8 °C: 10x3 pip  
 Auto-AV: 10 minutter ± 2 minutter  
 Batteri: LR41, 192 eller SR41  
 Strømforbruk: 0,15 mW  
 Batteritid: 2 år  
 Dimensjoner: 136 x 22 x 14,5 mm  
 Vekt: ±14 gr (inkl. batt.)  
 Bruksforhold:  
 Temperatur: 10–35 °C  
 Luftfuktighet: 25–80 % RH  
 Lagringsforhold:  
 Temperatur: -25 °C – 55 °C  
 Luftfuktighet: 25–80 % RH

**MÅLE TEMPERATUREN DIN**


1. Trykk på AV/PÅ én gang for å aktivere termometeret. Du hører et pip.
2. Skjermen viser, i rekkefølge:  
 '188,8°C'  
 den siste målte temperaturen '37,0' (for intern kalibrering)  
 «LO» og blinker «°C» (\*)

3. Plasser termometeret i den delen av kroppen du ønsker å måle temperaturen.
4. Når du hører at det piper, er temperaturen registrert.
  - Hvis kroppstemperaturen er normal, avgis det 10 pip.
  - Hvis kroppstemperaturen er over normal (≥37,8 °C), avgis det 10x3 pip.
5. Trykk på AV/PÅ én gang for å slå av termometeret. (Termometeret slår seg av automatisk etter omtrent 10 minutter).

\*: *Hvis romtemperaturen er høyere enn 32,0 °C, vises romtemperaturen i stedet for «LO».*

**Måle under tungen:**

Plasser termometeret under tungen, så langt inne i munnen som mulig, på enten høyre eller venstre side. Temperaturer som tas under tungen, er omtrent 0,5 °C lavere enn temperaturen som måles rektalt.



**Måle under armen**  
 Sørg for at armhulen er tørr, og plasser termometeret under armen. Sensoren må berøre huden. Legg armene i kors over brystet. Temperaturer som tas under tungen, er omtrent 1,0 °C lavere enn temperaturen som måles rektalt.

**Måle i rektum**

Stikk termometeret forsiktig inn (maks 1,25 cm).

**LAVT BATTERI**

Batterinivået er lavt når symbolet vises på skjermen. Batteriet kan ikke byttes. Bytt ut hele termometeret.

**AVHENDING AV ENHETEN**

Når produktets levetid er over, må du ikke kaste produktet i husholdningsavfallet. Produktet skal leveres inn på en miljøstasjon, slik at de elektriske og elektroniske komponentene kan resirkuleres.

**RÅD OG ADVARSLER**

- Hold termometeret og batteriet utenfor barns rekkevidde.
- Ikke snakk eller gå rundt mens du tar temperaturen.
- Oppbevar termometeret i det tilhørende etuiet.
- Ikke utsett termometeret for direkte sollys, støv eller fukt.
- Ikke demonter termometeret.

**LAGRING OG RENSGJØRING**

Rengjør termometeret før og etter bruk med en myk klut og alkohol eller kaldt såpevann. Termometeret kan utsettes for vann eller alkohol en kort periode (kan ikke bløtlegges eller steriliseres). Oppbevar termometeret i det tilhørende etuiet.

**CE**

Samsvarserklæringen er tilgjengelig her:  
<http://DOC.hesdo.com/BC-19-DOC.pdf>

**GARANTI**

Termometeret Alecto BC-19 har garanti i 24 måneder fra kjøpsdatoen. Innenfor denne perioden garanterer vi kostnadsfri reparasjon av defekter som skyldes material- eller produksjonsfeil. Dette skjer i henhold til importørens skjønn.

SLIK GJØR DU: Hvis du oppdager en defekthet, se først brukerhåndboken. Kontakt leverandøren av termometeret eller kontakt Alectos kundeservice på internett via [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

**GARANTIEN BLIR UGYLDIG I FØLGENDE TILFELLER:** Ved feil bruk, feilkoblinger, lekkende og/eller feilmonteerte batterier, bruk av uoriginale deler eller tilbehør, uaktsomhet og ved feil forårsaket av fuktighet, brann, flom, lynnedslag og naturkatastrofer.


Ved uautoriserte modifikasjoner og/eller reparasjoner utført av tredjeparter. Ved feil transport av enheten uten tilstrekkelig emballasje og når enheten ikke følges av dette garantikortet og kjøpsbeviset. Alt annet ansvar, spesielt i forbindelse med følgeskader, er ekskludert.

**Alecto**  
 Service ↓ Help  
  
[WWW.ALECTO.NL](http://WWW.ALECTO.NL)  
[SERVICE@ALECTO.NL](mailto:SERVICE@ALECTO.NL)  
 Commaxx B.V.  
 Wiebachstraat 37  
 6466 NG, Kerkrade  
 The Netherlands

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd,  
 Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,  
 Wuchang Town, Yuhang District,  
 Hangzhou, Zhejiang 310023  
 Model: DT-K101A

Shanghai International Holding Corp. GmbH,  
 Eiffestrasse 80, 20537  
 Hamburg Germany

Imported by: Commaxx B.V.  
 Wiebachstraat 37, 6466 NG  
 Kerkrade, The Netherlands



- 1: lämpötila-anturi
- 2: näyttö
- 3: päälle/käynnistä/pysäytä/muisti/pois päältä -painike



lämpötilänäyttö



lämpötilänäytön muisti



akku tyhjä

**ESITTELY**

Alecto BC-19 -lämpömittari on digitaalinen lämpömittari, joka on kehitetty lämpötilan mittaamiseen mahdollisimman yksinkertaisesti ja tarkasti. Jotta tulokset olisivat mahdollisimman luotettavat, näitä ohjeita on noudatettava tarkasti. Jotta lämpötilalukema olisi mahdollisimman tarkka, suosittelemme mittaamaan lämpötilan lämpömittarilla peräaukosta. Vaikka yleisesti hyväksytty "normaali" lämpötila on 37,0 °C, kehon lämpötila voi vaihdella välillä 36,1 °C – 37,2 °C. Lämpötila saattaa vaihdella erilaisten aktiviteettien vaikutuksesta, kuten urheilu, tupakointi, ruokailu ja juominen. Lämpötila

riippuu myös kehon osasta, josta lämpötila mitataan. Kun lämpötila mitataan suusta, kehon lämpötila on tavallisesti 0,5 °C alhaisempi kuin peräaukosta mitattu, ja kainalosta mitattu lämpötila on 1,0 °C alhaisempi. Lämpötilasi on alhaisempi aamulla kuin illalla.

**TEKNISET TIEDOT**

Lämpötila-alue: 32,0 °C – 42,9 °C  
 Alhaisen lämpötilan näyttö: lämpötila ≤ 32 °C, näyttö: Lo°C (Alhainen °C)  
 Korkean lämpötilan näyttö: lämpötila ≥ 42,9 °C, näyttö: Hi°C (Korkea °C)  
 Näytön tarkkuus: 0,1 °C  
 Tarkkuus: 35,5 °C – 42,9 °C: ± 0,1 °C  
 ≤ 35,5 °C ≥ 42 °C: ± 0,2 °C  
 Normaali lämpötila ≤ 37,8 °C: 10 äänimerkkiä  
 Kuumehälytys ≥ 37,8 °C: 10x3 äänimerkkiä  
 Automaattinen sammutus: 10 minuuttia ± 2 minuuttia  
 Akku: LR41, 192 tai SR41  
 Virrankulutus: 0,15 mW  
 Akunkesto: Kaksi vuotta  
 Mitat: 136 x 22 x 14,5 mm  
 Paino: ±14 g (sis. par.)  
 Käyttöolosuhteet:  
 Lämpötila: 10 °C – 35 °C  
 Kosteus: Suhteellinen kosteus 25 % – 80 %  
 Säilytysolosuhteet:  
 Lämpötila: -25 °C...55 °C  
 Kosteus: Suhteellinen kosteus 25 % – 80 %

**LÄMPÖTILAN MITTAAMINEN**


1. Aktivoi lämpömittari painamalla kerran virtanäppäintä. Kuulet äänimerkin.
2. Näytöllä näkyy peräkkäin:  
 188,8 °C  
 edellinen mitattu lämpötila 37,0 (sisäiseen kalibrointiin)  
 LO (Alhainen) ja välkkyvä °C (\*)

3. Aseta lämpömittari lämpötilan mittausta varten valittuun kehon osaan.
4. Kun kuulet äänimerkit, lämpötila on tallennettu.
  - Jos kehon lämpötila on normaali, kuulet kymmenen äänimerkkiä
  - Jos kehon lämpötila on normaalia korkeampi (≥37,8 °C) kuulet 10\*3 äänimerkkiä.
5. Sammuta lämpömittari painamalla virtanäppäintä. (Lämpömittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua).

\*: *Jos huoneen lämpötila on korkeampi kuin 32,0 °C, huoneen lämpötila näytetään Lo (Alhainen) -symbolin sijasta.*

**Mittaus kielen alta:**

Aseta lämpömittari kielen alle mahdollisimman pitkälle vasemmalle tai oikealle. Kielen alta otettu lämpötila on noin 0,5 °C alhaisempi kuin peräaukosta mitattu.



**Mittaus kainalosta**  
 Varmista, että kainalo on kuiva ja aseta lämpömittari käsivarren alle. Anturin on kosketettava ihoa. Pidä käsi rintakehän edessä. Kainalosta otettu lämpötila on noin 1,0 °C alhaisempi kuin peräaukosta mitattu.

**Mittaus peräaukosta**  
 Aseta lämpömittari varoen (enintään 1,25 cm).

**PARISTON VARAUS VÄHISSÄ**

Pariston varaus on vähissä, kun näytöllä näkyy symboli . Paristoa ei voi vaihtaa. Vaihda koko lämpömittari.

**LAITTEEN HÄVITTÄMINEN**

Tuotteen elinkaaren lopussa tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen.

**NEUVOT JA VAROITUKSET**

- Pidä lämpömittari ja paristo lasten ulottumattomissa.
- Älä puhu tai kävele lämpötilan mittauksen aikana.
- Säilytä lämpömittaria erikoiskotelossa.
- Älä altista lämpömittaria suoralle auringonvalolle, pölylle tai kosteudelle.
- Älä pura lämpömittaria.

**SÄILYTYS JA PUHDISTUS**

Puhdista lämpömittari ennen käyttöä ja sen jälkeen pehmeällä liinalla ja alkoholilla tai kylmällä saippuavedellä. Lämpömittari voidaan upottaa hetkeksi veteen tai alkoholiin (älä upota tai steriloi). Säilytä lämpömittaria erikoiskotelossa.

**CE-merkintä**

Vaativustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteesta:  
<http://DOC.hesdo.com/BC-19-DOC.pdf>

**TAKUU**

Alecto BC-19-lämpömittarilla on 24 kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Tänä aikana takaamme materiaali- ja valmistusvirheistä johtuvien vikojen ilmaisen korjauksen. Kaikki tämä riippuu maahantuojan lopullisesta arvioinnista.

TOIMINTAOHJE: Jos havaitset vikoja, katso ensin käyttöohje. Ota yhteyttä tämän lämpömittarin toimittajaan tai Alecton asiakaspalveluun internet-osoitteessa [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

**TAKUU MITÄTÖITYY SEURAAVISTA SYISTÄ:** Virheellinen käyttö, virheelliset liitännät, / väärin asennetut paristot, muiden kuin alkuperäisten osien tai lisävarusteiden käyttö, huolimattomuus sekä kosteuden, tulipalon, tulvien, salaman ja luonnonkatastrofien aiheuttamat viat.

Jos jokin kolmas osapuoli on suorittanut luovuttamia muutoksia ja/tai korjauksia. Jos laitetta on kuljetettu virheellisesti ilman asianmukaista pakkausta ja jos laitteen mukana ei ole tätä takuukorttia ja ostodokumenttia. Kaikki muu vastuu, koskien erityisesti välillisiä vahinkoja, on suljettu pois.

**Alecto**  
 Service ↓ Help  
  
[WWW.ALECTO.NL](http://WWW.ALECTO.NL)  
[SERVICE@ALECTO.NL](mailto:SERVICE@ALECTO.NL)  
 Commaxx B.V.  
 Wiebachstraat 37  
 6466 NG, Kerkrade  
 The Netherlands


Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd,  
 Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,  
 Wuchang Town, Yuhang District,  
 Hangzhou, Zhejiang 310023  
 Model: DT-K101A

Shanghai International Holding Corp. GmbH,  
 Eiffestrasse 80, 20537  
 Hamburg Germany

Imported by: Commaxx B.V.  
 Wiebachstraat 37, 6466 NG  
 Kerkrade, The Netherlands



**BRUKSANVISNING**



- 1: temperatursensor
- 2: display
- 3: på-/av-/stopp-/minnes-/av-knapp



temperaturdisplay



minne för temperaturdisplay



urladdat batteri

**INLEDNING**

Termometern Alecto BC-19 är en digital termometer som är utvecklad för att ta din temperatur så enkelt och exakt som möjligt. För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt måste dessa anvisningar följas noggrant. För den mest exakta temperaturavläsningen rekommenderar vi att termometern används rektalt. Även om den allmänt accepterade "normala" temperaturen är 37,0 °C kan kroppstemperaturen variera från 36,1 °C till 37,2 °C. Variationer i temperaturen kan bero på aktiviteter som sportande, rökning, ätande och drickande, och beror även på var i kroppen temperaturen tas. När kroppstemperaturen tas oralt är den

i allmänhet 0,5 °C lägre än när den tas rektalt, och när temperaturen tas i armhålan är den 1,0 °C lägre. Du har lägre temperatur på morgonen än på kvällen.

**SPECIFIKATIONER**

Temperaturområde: 32,0 °C–42,9 °C  
 Visning av låg temperatur: temperatur ≤ 32 °C, displayen visar: Lo°C  
 Visning av hög temperatur: temperatur ≥ 42,9 °C, displayen visar: Hi°C  
 Exakthet i visningen: 0,1 °C  
 Exakthet: 35,5 °C–42,9 °C: ± 0,1 °C  
 ≤ 35,5 °C ≥ 42 °C: ± 0,2 °C  
 Normal temperatur ≤ 37,8 °C: 10 pip  
 Feberlarm ≥ 37,8 °C: 10x3 pip  
 Automatisk avstängning: 10 minuter ± 2 minuter  
 Batteri: LR41, 192 eller SR41  
 Energiförbrukning: 0.15 mW  
 Batteriets livslängd: 2 år  
 Mått: 136 x 22 x 14,5 mm  
 Vikt: ±14 g (med batteri)  
 Användningsvillkor:  
 Temperatur: 10 °C–35 °C  
 Luftfuktighet: 25 %–80 % RF  
 Förvaringsförhållanden:  
 Temperatur: -25 °C–55 °C  
 Luftfuktighet: 25 %–80 % RF

**MÄTA TEMPERATUREN**


1. Tryck på PÅ/AV-knappen en gång så aktiveras termometern. Ett pip hörs.
2. Följande visas i ordning på displayen:  
 "188,8°C"  
 den senast uppmätta temperaturen  
 "37,0" (för intern kalibrering)  
 "LO" och blinkande "°C" (\*)

3. Placera termometern i den kroppsdela du valt så mäts temperaturen.
4. När pip hörs är temperaturmätningen klar.
  - Vid normal kroppstemperatur hörs 10 pip.
  - Om kroppstemperaturen är över den normala (≥37,8 °C) hörs 3 x 10 pip.
5. Tryck på PÅ/AV-knappen så stängs termometern av. (Termometern stängs av automatiskt efter ca 10 minuter.)

\*: Om rumstemperaturen är högre än 32,0 °C visas rumstemperaturen istället för "Lo".

**Mätning under tungan:**

Placera termometern under tungan, så långt bak som möjligt till vänster eller höger.  
 Temperatur som tas under tungan är ca 0,5 °C lägre än när den tas rektalt.



**Mätning i armhålan**

Se till att armhålan är torr och placera termometern under armen. Sensorn måste vara i kontakt med huden. Håll armen i kors över bröstet. Temperatur som tas i armhålan är ca 1,0 °C lägre än när den tas rektalt.

**Rektal mätning**

För in termometerns sensor försiktigt (högst 1,25 cm).

**SVAGT BATTERI**

Batteriet är nästan urladdat när symbolen visas på displayen. Batteriet kan inte bytas ut. Byt ut hela termometern.

**KASSERA ENHETEN**

Den här produkten ska inte kasseras med det vanliga hushållsavfallet vid slutet av dess livscykel. Produkten ska istället lämnas in till en samlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



**RÅD OCH VARNINGAR**

- Förvara termometern och batteriet oåtkomligt för barn.
- Prata inte och gå inte runt när du tar temperaturen.
- Förvara termometern i det avsedda fodralet.
- Utsätt inte termometern för direkt solljus, damm eller fukt.
- Ta inte isär termometern.

**FÖRVARING OCH RENGÖRING**

Rengör termometern före och efter användning. Använd en mjuk trasa och alkohol, eller kallt diskvatten. Termometern kan tillfälligt nedsänkas i vatten eller alkohol (lägg inte i blöt och sterilisera inte). Förvara termometern i det avsedda fodralet.

**CE**

Försäkran om överensstämmelse finns här:  
<http://DOC.hesdo.com/BC-19-DOC.pdf>

**GARANTI**

Termometern Alecto BC-19 har en garanti som gäller 24 månader från inköpsdatumet. Under den här tidsperiod garanterar vi kostnadsfri reparation av defekter orsakade av material- och tillverkningsfel. Ovanstående är beroende av den slutliga utvärderingen som utförs av importören.

HANTERING: Om du upptäcker någon defekt ska du först titta i bruksanvisningen. Kontakta termometerns leverantör eller kontakta Alectos kundtjänst via [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

**GARANTIN BLIR OGILTIG:** Vid felaktig användning, felaktiga anslutningar, läckande och/eller felaktigt installerade batterier, användning av icke originaldelar eller -tillbehör, vårdslöshet samt vid defekter orsakade av fukt, eld, översvämningar, blixnar och naturkatastrofer.

Vid obehöriga modifieringar och/eller reparationer utförda av tredje part. Vid felaktig transport av enheten utan tillbörlig förpackning och när enheten inte åtföljs av det här garantikortet och ett inköpsbevis. Allt ytterligare ansvar, särskilt avseende eventuella följdskador, är uteslutet.

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd, Building 2, 1# Fuzhu Nan RD, Wuchang Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 310023 Model: DT-K101A

Shanghai International Holding Corp. GmbH, Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany

Imported by: Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands

